



Двухсторонний фотонный тепловой мат с нефритом «Императорский» 1000-3E

Для домашнего использования

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение продукции «Витал Райз»!

Двухсторонний фотонный тепловой мат с нефритом «Императорский» поможет Вам снять усталость, мышечное напряжение, улучшить самочувствие и настроение!

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте данное руководство.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание.....	3
Методы воздействия.....	4
Рекомендации по эксплуатации.....	4
Хранение.....	4
Уход.....	4
Меры предосторожности.....	5
Способы применения.....	6
Технические характеристики.....	7
Гарантийное обслуживание.....	7



рисунок 3

ОПИСАНИЕ

Двухсторонний фотонный тепловой мат с нефритом «Императорский» имеет две рабочие стороны.

С одной стороны ровными рядами расположены 216 нефритовых медальона и 27 фотонных лампочек. Расстояние между рядами соответствует расстоянию между энергетическими меридианами на спине и животе человека и равно 1,5 цуня (цунь – единица измерения, применяемая в рефлексотерапии) (рис. 1). Если лечь на прибор так, чтобы срединная линия тела совпадала со средним рядом медальонов теплового мата, то нефритовые медальоны и фотоны будут осуществлять прижигание биологически активных точек, расположенных на энергетических меридианах.



1,5 цуня

рисунок 1

Другая сторона теплового мата «Императорский» покрыта мягким материалом и наполнена гранулами из особого сплава, состоящего из турмалина, цеолита, майфанита, глины, нефрита и других природных минералов (рис. 2). На ней комфортно лежать и укрываться.



рисунок 2

Медальоны и особый сплав из минералов излучают длинноволновое инфракрасное тепло («лучи жизни») и ионизируют воздух.

Внутри теплового мата с каждой стороны расположены медные сетки, выполняющие роль защитного экрана от электромагнитного излучения.

Бамбуковое волокно, используемое в приборе, способствует ионизации и обеззараживанию воздуха.

Высококачественная мягкая и прочная искусственная кожа обеспечивает удобство в использовании и простоту в уходе за тепловым матом, а также придает изделию элегантный внешний вид.

Простой и удобный пульт управления (рис. 3) позволяет установить нужную температуру нагрева в интервале от 30 до 70 °С. Один поворот колесика изменяет температуру на 5 °С. Выбранный и текущий показатель температуры отображается на дисплее. Чтобы включить фотонный свет, необходимо нажать на кнопку «Фотон».

Прибор оснащен системой термодатчиков, позволяющей поддерживать температуру на заданном уровне и избегать перегрева теплового мата. Кроме того, в тепловой мат встроена функция блокировки электромагнитных волн.

Изделие обладает функцией автоотключения тепла спустя 8 часов и фотонных лампочек спустя 2 часа работы без изменения температуры.

МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Двухсторонний фотоновый тепловой мат с нефритом «Императорский» обладает пятью методами воздействия на организм человека:

- а) длинноволновое инфракрасное излучение;
- б) фотонотерапия;
- в) прижигание;
- г) минералотерапия;
- д) ионизация воздуха.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подключите шнур питания к тепловому мату.
2. Вставьте штепсельную вилку в розетку.
3. Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.» на пульте управления.
4. Пользуйтесь пультом управления для регулирования температуры. Температура изменяется движением колесика – по 5 °С.
5. Для включения фотонов нажмите на кнопку «Фотон».
6. После использования выключите прибор кнопкой «Вкл./Выкл.» на пульте управления (если не сработала функция автоотключения) и отключите его от электросети. Дайте тепловому мату остыть.

ХРАНЕНИЕ

1. Перед тем, как на долгое время отключить тепловой мат «Императорский», включите его и установите небольшую температуру на 30 мин. После чего выключите прибор и отсоедините шнур питания. Дайте тепловому мату остыть.
2. Складывайте тепловой мат так, как он был сложен в заводской упаковке. На сложенный тепловой мат не садитесь и не кладите посторонние предметы.
3. Храните прибор в сухом и прохладном (от 10 до 25 °С) месте.
4. Не оставляйте тепловой мат под воздействием прямых солнечных лучей.

УХОД

1. Перед тем, как очищать тепловой мат, отключите его от электросети.
2. Для протирания прибора используйте только сухую мягкую салфетку (без воды и моющего средства).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Сохранность и эффективное использование прибора возможны только в случае его применения исключительно по назначению.
- Перед первым использованием осмотрите тепловой мат и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Во время использования теплового мата следите за своим самочувствием. По возможным противопоказаниям проконсультируйтесь со специалистом.
- Не позволяйте детям и лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями пользоваться прибором без присмотра.
- Не вставляйте на тепловой мат ногами и не помещайте на него тяжелые предметы.
- Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вблизи раскаленных предметов.
- Обязательно отключайте устройство от сети после использования.
- Не включайте и не выключайте тепловой мат мокрыми руками.
- При возникновении какого-либо отклонения в работе прибора (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
- Ни в коем случае самостоятельно не модифицируйте, не ремонтируйте, не распарывайте тепловой мат. При наличии повреждений обратитесь в сервисный центр.
- При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия немедленно прекратите использование прибора и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Не помещайте на прибор острые предметы (булавки, иголки и т.п.), а также емкости с жидкостью, химикаты, легковоспламеняющиеся вещества и т.п.
- Не используйте прибор, если он намок.
- Не скручивайте тепловой мат и не используйте его на очень мягких поверхностях.
- Не складывайте тепловой мат во время использования.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

- Не используйте прибор, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка.
- Не используйте аксессуары других производителей.
- Не просовывайте посторонние предметы в тепловой мат.
- Не тяните, не дергайте шнур питания.
- Используйте источник питания с напряжением 220 В.
- Не выдергивайте шнур питания из розетки во время работы теплового мата.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Двухсторонний фотоновый тепловой мат с нефритом «Императорский»
Модель	1000-3E
Номинальное напряжение / частота	220 В +/- 10 % 50 Гц +/- 10 %
Мощность	220 Вт
Температура	30–70 °С
Размеры	1490 x 550 мм
Приблизительный вес	8,5 кг

Срок гарантии – 1 год со дня приобретения теплового мата. Подробные условия гарантийного обслуживания описаны в Гарантийном талоне.



ПРОИЗВЕДЕНО / PRODUCED :
ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH PRODUCTS I/E CO., LTD. ZMC BUILDING,
101-2.N., ZHONGSHAN ROAD, HANGZHOU, 310003, CHINA.

ПО ЗАКАЗУ / BY ORDER :
ООО «ВИТАЛ РАЙЗ» / VITAL RAYS, LLC
350012, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КРУГОВАЯ, Д. 26 /
350012, RUSSIAN FEDERATION, KRASNODAR, KRUGOVAYA STR., 26.

8-800-500-88-18
www.vital-rays.ru

